

## DESCRIPTIVO TÉCNICO

### Avental TNT

- Confeccionado em TNT (Tecido Não Tecido)
- Gramaturas: 20g/m<sup>2</sup> e 30g/m<sup>2</sup>
- Cor: Branca\*

- Registro ANVISA 80189110014

- Os Aventais TNT Volk são indicados para vestimenta do trabalhador de saúde durante a realização de procedimentos, exames e demais atividades clínicas e laboratoriais.



Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes agressivos químicos ácidos, líquidos quentes e na presença de chamas (fogo).

#### 1. Embalagem

Gramatura	Código	Tamanho	EAN 13 (Pacote com 10 unidades)	DUN 14 (Máster com 10 pacotes)
20g/m <sup>2</sup>	12.35.033.06	U	7898207212073	17898207212070
30g/m <sup>2</sup>	12.35.091.06	U	7898619334592	17898619334599

#### 2. Instruções de uso

- Lave as mãos antes de manipular o avental;
- Retire o avental de sua embalagem original;
- Coloque-o sobre o corpo e amarre-o na parte posterior das costas;
- Realize o ajuste do elástico nos punhos, a fim de ter um maior conforto durante a utilização do avental.

#### 3. Precauções & Advertências

- Destruir após o uso;
- Produto de uso único;
- Proibido reprocessar;
- Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil do material;
- Proteja este produto do calor, umidade e da luz;
- Se a integridade dos aventais estiver comprometida (por exemplo, por furos ou rasgos), eles devem ser trocado assim que possível;
- Após o uso, descarte-os em local apropriado, de acordo com as normas de descarte e sanitização de sua empresa e/ou hospital.